

TESCERA™ ATL™ Indirect Composite Restorative System



Inc., especialistas en pegamento dental y tecnología de compuestos y en conjunto con el laboratorio más grande de México



, orgullosos presentan a



El sistema restaurativo compuesto indirecto como el único sistema compuesto para su procesamiento en laboratorio este sistema trabaja para combinar la presión, la luz y el calor debajo del agua en un ambiente libre de oxígeno.

Las pruebas demostraron que la presión antes del curado elimina porosidades produciendo resistencia al desgaste a largo plazo y crea restauraciones sin defectos mientras que el ambiente libre de oxígeno en la curación final deja una superficie high-gloss que resistirá las manchas.

Reytek con el compromiso de ofrecerle las mejores tecnologías se especializa en esta técnica en beneficio suyo y de sus pacientes.



TESCERA™ ATL™
AQUA, THERMAL, LIGHT INDIRECT COMPOSITE RESTORATIVE SYSTEM



 **Reytek**™^{MR}

LABORATORIO DENTAL

www.reyteklab.com